

Micro CENTRIFUGA D3024 con Rotore AS24-2

Codice: 22000022



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative 2006/95/EC; 2004/108/EC; EN61326-1:2006

Prestazioni

Capacità massima con rotore angolo fisso	24 x 2 ml
RCF massima angolo fisso	21380 x g
Rumorosità	=56 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso	15000 rpm

Caratteristiche

Funzione spin	Si
Sistema di controllo	A microprocessore e display LCD
Timer	30 sec. - 99 min o in continuo
Tipo di motore	Ad induzione

Alimentazioni

Alimentazione	220 V, 50-60 Hz
Consumo	240 W

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA)	280 x 364 x 266 mm
Peso	13 Kg
Peso con imballo (escluso rotore)	18 Kg