

Centrifuga NEYA 16R REFRIGERATA HIGH SPEED, 4x175 ml, 16000rpm, 10 Programmi



Codice: 40100342

SCHEMA TECNICA

Normative applicate

Garanzia	2 anni
Normative	2014/35/EU;2014/30/EU;2015/863;2006/42/EC;IEC61010-1:2010+A1:2016;IEC61010-2-020:2016;IEC61326-1:2012;IEC61010-2-120:2016;EN378-1;EN378-2

Prestazioni

Capacità massima con rotore angolo fisso	6 x 100 ml
Capacità massima con rotore oscillante	4 x 175 ml
Rampe di accelerazione	0 ÷ 9 (0=min. - 9=max.)
Rampe di decelerazione	0 ÷ 9 (0= no freno, 1 = min. - 9=max.)
RCF massima angolo fisso	21000 x g
RCF massima oscillante	3600 x g
Rumorosità	=55 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso	16000 rpm
Velocità massima con rotore oscillante	4500 rpm

Caratteristiche

Controllo sbilanciamento carico	Si
Data e ora	Si
Display RCF	Si
Funzione precooling	Si
Funzione spin	Si
Impostazione RCF	Si
Impostazione temperatura	Si
Indicazione del rotore	Si
Limitatore velocità	Si
Programmazione	10 programmi con funzione di protezione
Sistema di controllo	A microprocessore e display multicolori
Timer	00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) e in continuo
Tipo di motore	Ad induzione senza spazzole

Verifica velocità massima

Si

Alimentazioni

Alimentazione	220 ± 10% V 50 Hz
Consumo	750 W
Max Ampere	4 A

Dimensioni e Peso

Altezza di accesso alla camera	275 mm
Dimensioni (LxPxA)	730 x 640 x 330 mm
Dimensioni altezza da aperta	670 mm
Peso	70 Kg
Peso con imballo (escluso rotore)	92 Kg