



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,CN2

Bilancia di precisione PS 210.X2



Bilancia di precisione PS 210.X2

funzioni



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

foglio di calcolo

	Bilancia di precisione PS 210.X2
Metrological parameters	
Capacità massima [Max]	210 g
pesata minima	0,02 g
Divisione	0,001 g
intervallo di tara	-210 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	0,01 g
pesata minima (secondo USP)	1 g
pesata minima (U=1%,k=2)	0,1 g
Ripetibilità (Max)	0,001 g
Ripetibilità (5% Max)	0,0005 g
linearità	±0,002 g
tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	II
Physical parameters	
Levelling system	manual
display	5" graphic colour touchscreen
Delivery components	Balance, weighing pan, weighing pan shield, grounding foot x1, foot x3, power supply.
Dimensioni del piatto di pesata	128x128 mm
Packaging dimensions	470x380x336 mm
Peso netto	3,7 kg
Peso lordo	5,3 kg
Features of use	
Capacità del database	7
Operazione senza comandi diretti	2 IR Sensors
Communication interface	
interfaccia	2xRS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Electrical parameters	
Alimentatore	Adapter: 100-240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 12 – 15V DC 0,8A max
Environmental conditions	
temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Contenitore per stoccaggio bilance
lettore di codici a barre
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Alimentatore
cavo USB (connessione bilance - stampanti)
KIT determinazione della densità
Anti-draft Chamber for balances with a weighing pan 128x128mm

Tavoli antivibranti in marmo
Display
Schermo di protezione
capottina protettiva per bilance
Cavo seriale RS 232, RS 485
Under-Pan Weighing Rack
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti EPSON)

software

RAD-KEY
Lettore memoria ALIBI
Studio di sviluppo RADWAG
Codice a barre R

Driver LabVIEW
R-LAB
Sistema E2R

Device dimensions

Bilancia di precisione PS 210.X2

