

AM 40-D Pro ARGOLab Agitore meccanico digitale 40lt.

Codice: 22005043



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Controllo momento torcente	Autostop > 60 N*cm
Dimensioni (L x P x A)	83 x 220 x 186 mm
Frequenza	50 / 60 Hz
Garanzia	2 anni
Grado di protezione IP	42 IP
Indicazione momento torcente	Display LCD
Indicazione velocità	Display LCD
Momento torcente max	60 N*cm
Motore	Motore DC (Direct Current) senza spazzole
Nome	AM 40-D Pro
Peso	2.4 kg
Potenza assorbita	130 W
Protezione Overload	Spia luminosa green / red
Temperatura di lavoro	5 ... 40 °C
Umidità di lavoro	80 %RH
Velocità di agitazione	50 ... 2200 rpm
Volume di agitazione	40 L