

Shaker Incubatore SKI 4

Codice: 41102012



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Accuratezza velocità di agitazione	1 rpm
Alimentazione	230 V
Capacità	4 L
Controllo accuratezza riscaldamento	0,1 °C
Dimensione piatto	320 x 320 mm
Dimensioni (L x P x A)	500 x 610 x 470 mm
Escursione agitazione	20 mm
Frequenza	50 / 60 Hz Hz
Garanzia	2 anni
Indicazione temperatura	Si
Indicazione tempo	Si
Indicazione velocità	Si
Materiale piatto	Metallo
Movimento agitazione	Orbitale
Nome	SKI 4
Normative	2006/95/EC -2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Peso	40 kg
Potenza riscaldante	500 W
Protezione Over Temperature	Si
Temperatura di riscaldamento	+ 5 Ta ... 60 °C
Timer	99:59 o continuo hh:mm
Velocità di agitazione	40 ... 300 rpm