

# AUTOCLAVI DA PAVIMENTO

Autoclavi da 24 lt per semplici utilizzi



Autoclave a caricamento verticale per applicazioni di routine



Camera interna e castello porta strumenti in acciaio Inox AISI 304



Valvola di sicurezza tarata a 3 bar. Dispositivo di sicurezza con blocco elettronico e meccanico sulla chiusura del portello



Temperatura di esercizio regolabile da 100 a 136 °C



4 cicli di sterilizzazione impostati e 1 ciclo di sterilizzazione libero

- 1° ciclo=121°C- precisione da 1,2 bar con scarico rapido, tempo di sterilizzazione 15 minuti
- 2° ciclo=121°C- precisione da 1,2 bar con scarico normale, tempo di sterilizzazione 15 minuti
- 3° ciclo=121°C- precisione da 1,2 bar con scarico rapido, tempo di sterilizzazione 20 minuti
- 4° ciclo=121°C- precisione da 1,2 bar con scarico normale, tempo di sterilizzazione 20 minuti
- 5° ciclo=libero con possibilità di selezionare i parametri di tempo, pressione, temperatura, tipo di scarico (rapido o normale).

Completa di stampante incorporata che durante il ciclo di sterilizzazione rileva i parametri di tempo, pressione, temperatura, il n° serie dell'autoclave, il programma selezionato, i conteggi progressivi dei cicli, data, mese, anno



ATV 80

## Dati tecnici

Dim. esterne LxPxH	mm	500x450x950
Dim. interne Ø x Prof.	mm	243x500
Volume camera	lt	24
Castello portastrumenti Diametro x Prof.	mm	240x430
Resistenza	W	2500
Peso	Kg	60,0
<b>Codice</b>		<b>608.1000.80</b>

V/HZ 230/50-60

## ACCESSORI STANDARD

Cestello portastrumenti in acciaio inox AISI 304  
Dimensioni Ø 240xH430 mm  
**Codice 608.1000.82**

## RICAMBIO

Carta per stampante  
Confezione indivisibile 10 pz  
**Codice 608.1000.84**

## ACCESSORI OPZIONALI

Steriscan  
Nastro per il controllo di avvenuta sterilizzazione (cf 250)  
**Codice 608.1000.05**

Carta per sterilizzazione verde

Dimensioni mm=cf	500x500=cf 500	750x750=cf 250	1000x1000=cf 250	Rotoli 500 mmx100mt=cf2
<b>Codice</b>	<b>117.6180.10</b>	<b>117.6180.11</b>	<b>117.6180.12</b>	<b>117.6180.13</b>